

THERMOTHERAPIE

L'indispensable contre les piqûres d'insectes

INNOVATION
de rupture

venokill

Anti-démangeaisons

Le Saviez-vous ?

Le venin et la salive des insectes comportent des substances allergénisantes et irritantes. Lorsqu'elles pénètrent dans la peau, elles provoquent une réaction locale d'inflammation qui entraîne des rougeurs, des gonflements et surtout des démangeaisons. Le grattage agressif et répété finit par créer de véritables lésions douloureuses et inesthétiques.

Une solution naturelle contre les piqûres d'insectes

Venokill utilise la chaleur pour modifier la structure moléculaire des allergènes à partir d'une certaine température et neutraliser leur action irritante. La chaleur exerce aussi une action bienfaisante sur les récepteurs de la douleur (les nocicepteurs) à l'endroit traité. L'effet calmant entraîne la diminution des démangeaisons et active la guérison.

Venokill peut être utilisé sur tous les types de piqûres d'insectes. Dans le cas d'une piqûre de guêpe, retirer délicatement le dard et désinfecter avant d'utiliser Venokill.

VENOKILL, LA SIMPLICITÉ EN 3 ÉTAPES :

- ETAPE 1** Appliquer la tête métallisée de l'appareil sur la piqûre à traiter.
- ETAPE 2 Appuyer sur le bouton :** un voyant vert s'allume en continu pour signaler que l'appareil chauffe. La température monte progressivement en intensité.
- ETAPE 3** Maintenir l'appareil sur la piqûre jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume (50°). Relâcher le bouton, l'appareil s'éteint et la tête chauffante se refroidit.

Renouveler l'opération pour chaque piqûre.

VENOKILL n'est pas adapté :

- Aux enfants de moins de 3 ans
- Aux personnes sensibles à la chaleur
- Aux diabétiques

