

Impuls Therapiezentrum...

Technische Daten:

Enuresis Alarm Petit Advance

Größe: 70 x 50 x 25 mm, Sensorgröße: 15 x 20 x 10 mm
Gewicht: 42 g, Batterie: 2 x 3V Lithium CR 2430
Hilfsmittelverzeichnis Nr.15.25.18.0011
Pharmazentral Nr. 2632342

Enuresis Alarm Petit Budget

Größe: 70 x 50 x 25 mm, Sensorgröße: 15 x 20 x 10 mm
Gewicht: 42 g, Batterie: 2 x 3V Lithium CR 2430
Hilfsmittelverzeichnis Nr.15.25.18.0011
Pharmazentral Nr. 2630797

Enuresis Standgerät mit zwei Baumwoll-Laken

Größe: 140 x 65 x 32 mm, Sensorgröße: 15 x 20 x 10 mm
Gewicht: 190 g

Richard J. Butler: Nocturnal Enuresis. The child's experience, Oxford 1994.

Hans Eiber/Ida Berendt/Jan Mohr: Assignment of dominant inherited nocturnal enuresis (ENUR 1) to chromosome 13q, In: Nature Genetics 10; 1995, S. 354-356.

Urs Einholzer: Über das Bettnässen und wie man es los wird. Hans Huber 1995.

Alexander von Gontard u.a.: Enuresis im Vorschulalter. In: Sozialpädiatrie und kinderärztliche Praxis 18; 1996, S 363-366.

Bernhard Lettgen: Diagnose und Differentialdiagnose der E. nocturna. In: TW Pädiatrie 10; 1997, S 96-105.

Bernhard Lettgen: In Pädiatrische Nachrichten. Sonderthema "Enuresis"; 10/1998, S. 9.

***Henning Tøjner:** Behandlung af enuresis nocturna med konditioneringsapparat, Ugeskrift for Læger 12.03.79, S 722-726. (Behandlung von Enuresis nocturna mit Konditionierungsapparaten).

Irmgard Zuleger: Bettnässen - komm ich helfe dir! Wie Eltern mit ihrem Kind gemeinsam das Problem überwinden. Eine Anleitung zur Selbsthilfe. München 1998.

Impuls Therapiezentrum...

Abrechnung unserer Leistungen:

- Bei Vorlage einer fachärztlichen Verordnung zur Heimtherapie rechnen wir mit den Gesetzlichen Krankenkassen direkt ab.
- Die Diagnoseerstellung, die Therapie-Einweisung, die Kontroll-Messungen und die therapiebegleitende Betreuung sind in diesem Falle für die Pflichtversicherten Patienten kostenlos.
- Bei Privat-Versicherten (auch Beihilfe) und anderen Selbstzahlern erfolgt die Berechnung unserer Leistungen auf der Grundlage unserer ausliegenden Preisliste.

Wir handhaben unser Preis-Leistungs-Verhältnis absolut fair und angemessen. Wir finden in jedem einzelnen Fall eine für beide Seiten akzeptable Lösung. Bitte sprechen Sie uns an!

Impuls Therapiezentrum...

... auch In Ihrer Nähe.



Telefonische Terminvereinbarung unter:
0700 /46785762 oder 0700 / IMPULSOASE

www.impuls-therapiezentrum.com



Zeitgemäße Weckapparate - Bettnässen verlernen



Impuls Therapiezentrum...

Nächtliches Einnässen?

Nächtliches Einnässen ist weit verbreitet. Etwa 10 Prozent aller Kinder sind bei der Einschulung nachts noch nicht trocken. Bei den 16- bis 18-Jährigen haben 1-2 Prozent das Problem noch nicht im Griff. Allerdings wird über dieses Thema nur selten offen gesprochen. Bettnässen ist aber keine Schande. Es geht häufig auf eine erbliche Veranlagung zurück und steht in der Regel nicht im Zusammenhang mit seelischen Konflikten. Aber Kinder und Jugendliche, die dieses Problem haben, müssen noch lernen, vom Harndrang aufzuwachen und zur Toilette zu gehen. Bettnässen stellt eine große Belastung für die ganze Familie dar, so dass der Lernprozeß unbedingt unterstützt werden muß. Was also tun?

Sprechen Sie uns an!
www.impuls-therapiezentrum.com

Impuls Therapiezentrum...

Bettnässen verlernen.

Ein Training mit dem Weckapparat löst in den meisten Fällen das Problem des nächtlichen Einnässens (Fachwort: Enuresis nocturna). Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 83,3 Prozent aller mit der Weckmethode behandelten Enuretiker trocken werden. Seit langem wird diese Methode weltweit von Kinderärzten und Urologen als Mittel der ersten Wahl empfohlen.

Das Prinzip des apparativen Trainings ist so einfach wie einleuchtend: In einem 6 bis 16 Wochen andauernden Lernprozeß wird zunächst das reflexartige Aufwachen bei Harndrang eingeübt (Zwischenziel). Sobald wenige Tröpfchen Urin austreten, wird der Weckalarm ausgelöst. Nach einiger Zeit wird dann die Koppelung von Harndrang und Aufwachen automatisiert, so dass der Lerner (Kind, Jugendlicher, Erwachsener) allein vom Blasendruck erwacht (Hauptziel).

Die Behandlung mit dem Weckapparat bringt keine Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Vorab müssen durch eine ärztliche Untersuchung organische Ursachen für das Einnässen ausgeschlossen werden. Enuresis Weckapparate eignen sich für Kinder ab 5 Jahren.

Unterstützung benötigt.

Der Behandlungserfolg mit dem Weckapparat hängt in hohem Maße davon ab, dass der Lerner das Problem in den Griff bekommen will. Die Aufmunterungen der ganzen Familie spielen dabei eine erhebliche Rolle. Der Lerner darf auf keinen Fall entmutigt werden. Zum Behandlungssatz gehört kindgerechtes Begleitmaterial, z.B. ein lustiger Marienkäfer-Kalender, auf dem die trockenen Nächte mit Klebmarken hervorgehoben werden.



Impuls Therapiezentrum...

Zeitgemäße Weckapparate.

Die Firma Astrid Leisner aus Dänemark blickt auf eine langjährige Erfahrung mit Enuresis Weckapparaten zurück. Aus der Gesamtpalette ihrer neuesten Enuresis Produkte verdient ein körpergetragener Weckapparat besonderes Interesse: Der Apparat besteht aus einer nur 42 g leichten Alarmeinheit, die ganz einfach am Nachtzeug festgeklebt wird. Sie ist durch eine Leitung mit einem Feuchtigkeitssfühler verbunden, der mit einem Schließring an der Unterhose befestigt wird. Der Weckapparat ist leicht zu bedienen, sieht gut aus und funktioniert zuverlässig.

Astrid Leisner bietet bei den körpergetragenen Weckapparaten zwei verschiedene Typen an: Der Petit Budget (weißer Apparat) ist die preiswerte Variante im gleichen Design, jedoch ohne automatische Empfindlichkeitsregelung. Der Weckalarm des Budget kann durch Knopfdruck abgeschaltet werden, sobald der Fühler abgetrocknet ist.

Beim Petit Advance (blauer Apparat) läßt sich der Alarm nur abstellen durch Kontakt des Fühlers mit Metall (Wasserhahn), d.h. das Kind muß aufstehen und zur Toilette gehen. Der Fühler ist austauschbar. Ein Mikrochip reguliert automatisch die Empfindlichkeit, so dass unnötiger Alarm durch Schwitzen vermieden wird. Astrid Leisner bietet auch ein Enuresis Standgerät (Klingelmatte) an. Die kleine Alarmeinheit wird neben dem Bett aufgestellt und mit einem weichen Baumwolllaken, in das silberüberzogene Fühler eingewebt sind, verbunden. Das Gerät verfügt über zwei Wecktonarten. Durch Regulierung der Empfindlichkeit läßt sich unnötiger Alarm vermeiden. Alle Apparate werden mit handelsüblichen Batterien betrieben und sind im deutschen Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt.

impuls
 THERAPIEZENTRUM