

Säkra och effektiva behandlingar



PCOS patient - Före och efter ett otal behandlingar

Courtesy of Prof Bjerring



Hårborttagning - Före och efter 3 behandlingar

Courtesy of Prof Bjerring



Hårborttagning mörk hud - Före och efter 4 behandlingar

Courtesy of Prof Trolilus



Hårborttagning mörk hud - Före och efter 5 behandlingar

Courtesy of Dr. Fauzia Khan



Hårborttagning - Före och efter 4 behandlingar

Courtesy of Prof Trolilus



Se behandlingen

Hårborttagning

KLINISKT PRÖVAD
SÄKER OCH EFFEKTIV



Ellipse A/S

Agern Allé, 11 DK-2970
Hørsholm, Denmark
+45 45 76 88 08

www.ellipse.com

ellipselasers.wordpress.com

facebook.com/Ellipse.Denmark

youtube.com/ellipsedenmark

Available from:

Ellipse is a producer of light-based solutions for medical and cosmetic conditions. Ellipse has gained the acclaim of doctors and beauticians worldwide for the quality of products and services. © Ellipse A/S. All rights reserved.

1PLH7081-A04

Advanced I²PL & Laser
skin solutions




Säker och effektiv hårborttagning

Ellipse använder korta, säkra pulser av IPL-ljus (kallas IPL-teknik av Ellipse, men kallas oftast laser) för att ta bort oönskat hår på hela kroppen på några minuter. Resultatet håller i årtal.

Hur fungerar en Ellipsebehandling?

Ett tunt lager gel (liknande ultraljudsgel) appliceras på huden innan behandlingen för att säkerställa att maximal mängd ljus tränger in i huden. Ellipse applikatorn pressas mot huden och en noggrant kontrollerad puls av synligt ljus frigörs. Potentiellt skadliga våglängder och våglängder som bara värmer upp vattnet i huden avlägsnas med hjälp av en patenterad Ellipse Dual Mode filtrering. Det återsända ljuset absorberas av pigmentet (melaninet) i håret. Melaninet omvandlar ljuset till värme som färdas ner i håret, värmer hårsäcken och stoppar framtida hårväxt.

HAIR REMOVAL CYCLE



Kan allt hår på kroppen behandlas?

Då behandlingen bygger på att ljus absorberas av melanin, måste det finnas melanin i håret. Det innebär att ljusblont, rött, grått och vitt hår inte svarar på behandlingen, medan den mest effektiva behandlingen ses med mörka hår. Ellipse kan behandla alla hudfärger och har förprogrammerade inställningar för olika tjocklek på håret och olika hudfärger för att matcha just dina behov.


Hur lång tid tar en Ellipsebehandling?

Ett stort antal hårstrån kan behandlas i en ljusblint. Behandling av överläppen tar cirka 5 minuter, medan en rygg eller båda benen tar 20-30 minuter.

Hur många Ellipsebehandlingar behöver jag?

Varje hårstrå har en livscykel; det växer under en tid, faller av, vilar och börjar sedan växa ut igen.

GROWTH CYCLE



Det är bara hår som växer som kan behandlas, så du behöver upprepa behandlingen med jämna mellanrum tills alla hårsäckar har behandlats medan det växer. Längd och tid för tillväxtcykler påverkas av många faktorer såsom stället på kroppen, hormon-nivåer och ålder.

Kliniska studier har visat att det vanligen behövs 3-6 behandlingar och intervallerna mellan behandlingarna är normalt 1-3 månader.

Behöver jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder före och efter behandling?

Det är viktigt att inte plocka, rycka, vaxa eller använda hårborttagningsprodukter under fyra veckor före behandlingen. Detta garanterar att så många folliklar som möjligt innehåller ett hår som kan förstöras.

Det är också viktigt att undvika solbränna (sol, solarium eller brun-utan-sol produkter) före och under behandlingsperioden. Annars kan din solbrända hud absorbera ljuset istället för ditt hår. Det rekommenderas också att använda solkräm (min. SPF 30) några veckor efter behandlingen.

Gör det ont?

Smärttoleransen är mycket individuell. Ingen bedövning krävs och de flesta människor beskriver känslan som praktiskt taget smärtfri och liknar det med en snärt av en gummisnodd på huden.

Hur vet jag att en Ellipsebehandling är säker och effektiv?

Kliniska prövningar som dokumenterar Ellipse säkerhet och effektivitet har genomförts av ledande läkare innan lanseringen av produkten och det har varit i dagligt bruk i över 15 år, med- unikt- en 10 års uppföljningsstudie som visar långvariga resultat. Du är välkommen att se dessa vetenskapliga publikationer på Ellipse webbsida www.ellipse.com.