

Mobilo

Clinic | Care | Assist



Mobilo. Einfach **MEHR.**





Von der ANKUNFT bis zur ENTLASSUNG bequem gebettet.

Der Stretcher Mobilo ist eines der flexibelsten Produkte im Stieglmeyer-Clinic-Sortiment. Entwickelt und gebaut für die vielfältigen Anforderungen im Ambulanzbereich, dient der Mobilo zugleich als Bett für Tagespatienten. Auf Grund der besonders großen, bequemen, 4-teiligen Liegefläche und eines breiten Zubehörprogramms lässt sich der Stretcher Mobilo schnell und einfach an die jeweiligen Einsatzgegebenheiten anpassen. Dies bedeutet weniger umlagern, sicheres Behandeln und für den Patienten weniger Schmerzen. Die Anpassungsfähigkeit des Mobilo erleichtert die Arbeitsabläufe und sorgt in mehrfacher Hinsicht für eine Kostenersparnis.



Mobilo

VIELFALT für jede Lage

Die mit 700 x 2000 mm für einen Stretcher sehr großzügig bemessene, 4-teilige Liegefläche lässt sich von beiden Seiten flexibel in Höhe und Position einstellen: Von der Behandlung bis hin zu einer bequemen Sesselposition. (Bild 1)

Die Seitensicherung mit der Schutzhöhe von 350 mm über Liegefläche, bietet dem Patienten ein hohes Maß an Sicherheit und dem Klinikpersonal viel Freiheit: Situationsabhängig muss der Patient nicht einer permanenten Beaufsichtigung unterliegen. (Bild 2)

Eine intuitiv zu bedienende Höhenverstellung kann den Stretcher von patientengerechten 470 mm auf arbeitsgerechte 790 mm anheben. (Bild 3)

Als Notfall-Funktion kann der Mobilo durch eine schnelle Bedienung in die Kopftieflage geschwenkt werden, um ggf. den Kreislauf eines Patienten zu stabilisieren. (Bild 4)

Das „EIN STRETCHER - KANN ALLES“ Prinzip von Stiegemeyer.

LÖSUNGEN – optimiert für den Alltag

Egal, in welcher Situation der Mobilo eingesetzt wird, die zahlreichen Detailsausstattungen und ein vielfältiges Zubehörprogramm bieten volle Flexibilität und ermöglichen ein sicheres und einfaches Arbeiten. Zudem lässt sich der Mobilo besonders leicht reinigen.



Die breiten, ergonomisch geformten Schiebegriffe am Kopf- und Fußende erleichtern das geschickte, schnelle Manövrieren des Stretchers. (große Abb.*)


Der Papierrollenhalter kann entweder am Kopf- oder Fußende angebracht werden. (Bild 1*)

Mobilo ist mit Spannschienen ausgestattet um Pumpen etc. anbringen zu können. (Bild 2)

Der Mobilo verfügt über eine durchleuchtungsfähige Rückenlehne sowie einen Röntgenkassettenhalter*, somit entfällt das aufwendige und belastende Umlagern der Patienten. (Bild 3*)

Schiebegriffe als Manövrierhilfe





VERSORGUNG für jede Lage

Um die flexible Nutzung zu gewährleisten, können am Mobilo alle zur Behandlung notwendigen Versorgungselemente leicht, sicher und schnell installiert werden.

Ein weiteres Kriterium für den Einsatz im stationären Bereich ist z. B. die einfache Anbringung eines Tablett, um die Versorgung des Patienten ohne Umlagerung zu ermöglichen. (große Abb.*)

Die 2-fach teleskopierbaren Infusionstäbe können an beiden Griffen des Bettes montiert werden. (Bild 4*)

Platz für eine lebenswichtige Sauerstoffflasche und für die persönlichen Gegenstände des Patienten bietet eine Ablage auf der Unterseite. (Bild 5)

Wichtiges Versorgungszubehör kann beim Mobilo beidseitig und variabel an der Versorgungsschiene positioniert und angebracht werden. (Bild 6)

Technische Daten

MAßE und GEWICHTE

Außenmaße:	870 x 2185 mm
Liegefläche:	700 x 2000 mm
Sichere Arbeitslast:	200 kg
Maximale Hublast:	250 kg
Bodenfreiheit bei niedrigster Liegeflächenhöhe:	ca. 90 mm
Gesamtgewicht:	ca. 130 kg (inklusive Seitensicherung)

VERSTELLMÖGLICHKEITEN

Schwenkung der Liegefläche in Kopftieflage:	bis ca. 12°
Schwenkung der Liegefläche in Fußtieflage:	bis ca. 12°
Liegeflächenhöhe:	ca. 470-790 mm
Anstellen Rückenlehne:	bis ca. 70°
Anstellen Oberschenkellehne:	bis ca. 45° (bei vierteiliger Liegefläche)

LIEGEFLÄCHE

Zwei- bzw. vierteilige* durchleuchtungsfähige Liegefläche mit austauschbarer Matratze.

Liegeflächenaufteilung (RL/Sitzteil/OL/UL)

740/130/377/618 mm (bei vierteiliger Liegefläche)

Standard-Bepolsterung (Polyether-Kaltschaum)

Stärke:	80 mm
Raumgewicht:	55 kg/m ³

Viskoelastische Bepolsterung*

Stärke:	100 mm (30 mm Visko, 70 mm Kaltschaum)
Raumgewicht:	85/55 kg/m ³

PU-beschichteter Polyesterbezug

- Flächengewicht: 330 gr/m²
- Antistatisch
- Röntgendurchlässig
- Desinfektionsmittelbeständig, pflegeleicht

SEITENSICHERUNG

- Integrierte Seitensicherungen* seitlich absenkbar
- Schutzhöhe 350 mm über Liegefläche

LAUFROLLEN

Standard:	150 mm Doppellaufrolle
Tragkraft der Rollen:	150 kg pro Rolle
Option:	200 mm Integralrollen, leitfähige Ausführungen

Zentrale Rollenführung an allen Ecken

AUFNAHMEMÖGLICHKEITEN für

Versorgungszubehör

- Je zwei Aufnahmen für Infusionsständer kopf- und fußseitig in den Griffbügel integriert
- Beidseitige Versorgungsschiene mit Universalhaltern unterhalb der Liegefläche

KOPF- und FUßTEILE

- Griffbügel über Schraubverbindung entnehmbar
- Zur Aufnahme von Infusionsständern geeignet

MATERIALIEN

- Untergestell und Matratzenrahmen: Stahl-Schweißkonstruktion mit dauerhafter Polyester-Pulverlackierung
- Liegeflächenteile: Schichtpressstoffplatten
- Griffbügel: Polyamid 6, POM, Edelstahl

SCHUTZ vor Beschädigungen

- Vier Wandabweisrollen horizontal wirkend an allen Ecken oder horizontal und vertikal* wirkend
- Zwei Wandabweisrollen horizontal wirkend im Bereich der fußseitigen Aufnahme der Seitensicherung
- Kantenschutz in Seitensicherung integriert

Weitere AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Ess- und Ablagetablett (Auf Seitensicherung aufsetzbar)
- Aufnahme für Röntgenkassetten unter der Liegefläche

Zubehör: Technische Daten

INFUSIONSSTAB

Material: Stahl verchromt,
Infusionshaken Kunststoff


Nutzbare Länge: ca. 623 bis 1318 mm

SCHIEBEGRIFFE

Material: Edelstahl
Einsatz: Kopf- und fußseitig in Infusionshülsen einsetzbar, stabiler Sitz durch Rastung

PAPIERROLLENHALTER

Material: Stahl pulverbeschichtet, Kunststoff
Einsatz: Kopf- und fußseitig einsetzbar, für Papierrollen bis 550 mm Breite und Innendurchmesser mindestens 35 mm



Mobilo

Der Stiegemeyer Mobilo ist einer der universellsten Stretcher im anspruchsvollen Klinik-Bereich. Durch sein durchdachtes Design passt er sich den vielseitigen Anforderungen der komplexen Klinik-abläufe an.

Mobilo bietet auf Grund seiner Konstruktion und seiner umfangreichen Ausstattung ein hohes Maß an Sicherheit und Bequemlichkeit für den Patienten. So kann der Stretcher nicht nur in der Ambulanz, sondern auch als Bett für Tagespatienten genutzt werden. Die Highlights überzeugen durch das hohe Maß an Stiegemeyer Qualität und garantieren für eine lange Einsatzdauer:

- 700 mm x 2000 mm, 4-teilige Liegefläche, beidseitig einstellbar für jede Lage
- Seitensicherungen mit einer Schutzhöhe von 350 mm über der Liegefläche
- Eine durchleuchtungsfähige Rückenlehne inklusive Röntgenkassettenhalter
- Eine extra Ablagefläche für eine lebenswichtige Sauerstoffflasche
- Die besonders ergonomischen Schiebegriffe an Kopf- und Fußende
- An allen vier Ecken einsteckbare Infusionsstäbe
- Beidseitige Versorgungsschienen für die variable Befestigung von Zubehör
- Die Anbringungsmöglichkeit für ein Tablett

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

